



## Морозильник низкотемпературный DW-86L338, Haier

Морозильники, работающие в диапазоне от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $-86^{\circ}\text{C}$ , используются для хранения препаратов, крови (эритроцитарной, лейкоцитарной массы и др.), кожи и костной ткани, микробных агентов (бактерий, вирусов), генетического и других биологических материалов.

- Тип: Вертикальный
- Внешние размеры (Ш x Г x В), мм: 812 x 893 x 1846
- Объем, л: 338
- Температура,  $^{\circ}\text{C}$ :  $-40\dots-86$



## Морозильник вертикальный LGPv 6527, Liebherr

Морозильники LGPv — специализированные морозильники серии MediLine. Разработаны специально для лабораторий, отделаны профессиональным стойким к реагентам пластиком внутри и окрашенной сталью снаружи. Надежность хранения обеспечивает специальная функция сигнализации, которая срабатывает при отключении питания на 72 часа.

- Тип: Вертикальный
- Внешние размеры (Ш x Г x В), мм: 700 x 830 x 2160
- Объем, л: 464
- Температура,  $^{\circ}\text{C}$ :  $-9\dots-35$



## Комбинированный холодильник и морозильник YCD-EL300

Подходит для замораживания льда и хранения различных вещей, нуждающихся в охлаждении при хранении, таких как плазма крови, реагент и т.д. Используется в больницах, клиниках, медицинских и профилактических системах, банках крови, лабораториях в колледжах и университетах, замороженной пищевой промышленности и индустрии общественного питания и т.д.

- Тип: Вертикальный
- Внешние размеры (Ш x Г x В), мм: 700 x 640 x 1826
- Объем, л: 260
- Температура,  $^{\circ}\text{C}$ :  $-10\dots-26$ ;  $+2\dots+8$





## Холодильник фармацевтический HYS-360, Haier

Фармацевтические холодильники Haier HYS – это профессиональное оборудование, предназначенное для аптек, санитарно-эпидемиологических служб, центров контроля качества лекарственных средств и т.п.

- Тип: Вертикальный, с двойной дверью с прозрачным окном
- Внешние размеры (Ш x Г x В), мм: 620 x 655 x 1955
- Внутренние размеры (Ш x Г x В), мм: 550 x 460 x 1340
- Объем, л: 360
- Температура, оС: +2...+8



## Холодильник общелабораторный LKUv 1610, Liebherr

Вертикальные общелабораторные холодильники предназначены для безопасного хранения реагентов, фармацевтических и биологических веществ и других используемых материалов.

- Тип: Вертикальный
- Внешние размеры (Ш x Г x В), мм: 440 x 435 x 670
- Внутренние размеры (Ш x Г x В), мм: 601 x 618 x 820
- Объем, л: 142
- Температура, оС: +3...+16



## Взрывозащищенный холодильник YC-360EL, Meling

Взрывозащищенный холодильник YC-360EL подходит для хранения легковоспламеняющихся, взрывоопасных, испаряющихся и коррозионных химических реагентов и экспериментальных реагентов. Также это применимо для университетских лабораторий и исследовательских институтов.

- Тип: Вертикальный
- Внешние размеры (Ш x Г x В), мм: 640 x 696 x 1880
- Внутренние размеры (Ш x Г x В), мм: 530 x 565 x 1312
- Объем, л: 360
- Температура, оС: +2...+8

Подписывайтесь на нас! Самое интересное из жизни компании тут:

