

Мы предлагаем лабораторную посуду из стекла, пластика и фарфора отечественных и зарубежных производителей. Более 1000 востребованных позиций - в наличии на нашем складе. Поставляемое оборудование соответствует требованиям ГОСТ или ТУ, а также требованиям международных стандартов.



HIRSCHMANN®

VITLAB®



Бюретки DURAN Group

Бюретки от DURAN Group изготовлены из стекла и соответствуют стандарту ISO 385. Доступны различные модели бюреток (класса точности AS или B, автоматические бюретки). Объем варьируется от 10 до 100 мл.

Бюретки

Объем / деление шкалы: 10 мл / 0,02 мл;
25 мл / 0,05 мл; 50 мл / 0,1 мл;
55 мл / 0,1 мл; 100 мл / 0,02 мл

Кран: PTFE; стеклянный

Класс точности: AS, B

Материал: стекло



Автоматические бюретки

Объем: 10 мл; 25 мл; 50 мл

С бутылкой и грушей или без них

Класс точности: AS

Материал: стекло

Бюретки HIRSCHMANN

HIRSCHMANN производит бюретки различных видов: автоматические бюретки Пеллета, автоматические бюретки по Шиллингу, бюретки класса AS или B (из темного или светлого стекла), бюретки Даферта.

Автоматические бюретки Пеллета

Точность: 0,02 мл; 0,05 мл; 0,1 мл

Класс точности: AS, B

С промежуточным краном или без

Материал: темное / светлое стекло

Градуировка: белая / синяя

Краны: PTFE / стеклянные краны



Бюретки

Точность: 0,02 мл; 0,05 мл; 0,1 мл

Класс точности: AS, B

С линией Шеллбаха или без нее

Материал: темное / светлое стекло

Градуировка: белая / синяя

Краны: PTFE / боковой клапанный PTFE / клапанный PTFE / стеклянный / боковой стеклянный

Автоматические бюретки по Шиллингу

Точность: 0,05 мл; 0,1 мл

Класс точности: AS, B

Материал: светлое стекло

Градуировка: синяя

С линией Шеллбаха



Бюретки Даферта

Точность: 0,05 мл; 0,1 мл

С линией Шеллбаха

Материал: светлое стекло

Градуировка: синяя

Краны: трехходовой стеклянный

Бюретки VITLAB

Бюретки от компании VITLAB изготовлены из боросиликатного стекла. Изделия соответствуют стандарту DIN ISO 384 и отличаются высококонтрастной черной печатной градуировкой.

Бюретки

Объем / деление шкалы: 25 мл / 0,05 мл;
50 мл / 0,1 мл;

С полоской Шеллбаха

Кран: PMP/PTFE

Материал: боросиликатное стекло



Бюретки по Шиллингу

Объем / деление шкалы: 25 мл / 0,05 мл; 50 мл / 0,1 мл;

Откалиброваны на слив

Класс точности: B

Автоматическая установка нуля

Бюретки МИНИМЕД

Компания "МИНИМЕД" изготавливает бюретки с краном и бюретки без крана (с оливой). Изделия разработаны для серийного дозирования и титрования и соответствуют требованиям ГОСТ.

Бюретки без крана, с оливой

Объем / деление шкалы: 10 мл / 0,05 мл; 25 мл / 0,1 мл; 50 мл / 0,1 мл; 100 мл / 0,02 мл

Погрешность: 0,05 мл; 0,1 мл; 0,2 мл

Материал: стекло



Бюретки с краном

Объем: 100 мл / 0,2 мл; 50 мл / 0,1 мл; 25 мл / 0,1 мл; 10 мл / 0,05 мл; 5 мл / 0,02 мл; 2 мл / 0,01 мл; 1 мл / 0,01 мл

Погрешность: 0,2 мл; 0,1 мл; 0,05 мл; 0,02 мл

Краны: боковой стеклянный, стеклянный

Колбы DURAN Group

Круглые плоскодонные

Тип: узкогорлая; широкогорлая

Объем: от 50 мл до 10000 мл

Со шлифом и без него

Материал: стекло



Мерные

С пробкой

Со шлифом

Объем: от 20 мл до 5000 мл

Материал: стекло

Круглодонные

Тип: с 1 горлом, двухгорловые и трехгорловые

Объем: от 25 мл до 20000 мл

Со шлифом и без него

Материал: стекло

Широкогорлые / узкогорлые



Конические

Тип: узкогорлая; широкогорлая

Объем: от 100 мл до 1000 мл

Со шлифом

С градуировкой и без

Материал: стекло

Колбы HIRSCHMANN

Мерные

Объем: от 10 мл до 5000 мл

Класс А

Со шлифом и без него

Со стеклянной / пластиковой пробкой или без нее

Материал: светлое и темное стекло



Колбы Кольрауша

Объем: 100 мл; 200 мл

Для определения содержания сахара

Высота: 170 мм; 210 мм

Точность: 0,1 мл; 0,15 мл

Колбы VITLAB

Круглодонные

Объем: 250 мл; 500 мл

Высота: 147 мм; 177 мм

Материал: пластик

Высокая химическая и термическая устойчивость



Колбы Эрленмейера

Объем: от 50 мл до 1000 мл

С винтовой крышкой

Материал: пластик

Высокопрозрачные

Широкое горло

Колбы МИНИМЕД

Колбы Бунзена

Объем: от 100 мл до 5000 мл

Со шлифом и без него

С тубусом

Материал: стекло

Соответствие ГОСТ 21400-75



Колбы Кьельдаля

Объем: от 100 до 1000 мл

Со шлифом или цилиндрической горловиной

Материал: стекло

Соответствие ГОСТ 23932-90



Пипетки DURAN

Пипетки

Объем: от 0,1 мл до 25 мл
Полный или частичный слив
Материал: стекло
Класс: AS, B




Пипетки Мора

Объем: от 1 мл до 100 мл
Полный слив
Класс: AS, B
Материал: стекло

Пипетки HIRSCHMANN

Волюметрические

Класс: AS
Объем: от 0,5 мл до 100 мл
Материал: светлое стекло
Коричневая градуировка
С поршнем или без
С 1 или 2 метками



Градуированные

Объем: от 0,01 мл до 0,2 мл
Материал: светлое стекло
Класс: AS
Тип: 1, 2, 3
Коричневая или синяя градуировка
С поршнем и без
С линией Шеллбаха и без

Пипетки VITLAB

Градуированные

Объем: от 1 мл до 5 мл
Материал: пластик
Синяя градуировка
Высокая химическая стойкость
На полный слив




Пипетки Мора

Объем: от 1 мл до 50 мл
Материал: пластик
С одной меткой фиксированного объема
Откалиброваны на слив
Синяя градуировка

Пипетки МИНИМЕД

Градуированные

Тип: 1, 2, 3
Объем: от 0,1 мл до 25 мл
Класс точности: 2
Соответствие ГОСТ 29228-91



Пипетки Мора

Объем: от 1 мл до 100 мл
Класс точности: 2
Соответствие ГОСТ 29169-91

Мерные цилиндры

DURAN

Объем: от 5 мл до 2000 мл
Материал: стекло
С ободком и без
С пробкой и без



HIRSCHMANN

Материал: стекло
Класс: A, B
Синяя или коричневая градуировка
С пластиковой / стеклянной пробкой и без
С линией Шеллбаха и без



VITLAB

Объем: от 10 мл до 2000 мл
Материал: пластик
Класс: A, B
Рельефная / синяя шкала



МИНИМЕД

Объем: от 10 мл до 2000 мл
Материал: стекло
На стеклянном или полиэтиленовом основании
Соответствие ГОСТ 1770-74
С шлифованной пробкой и без



+7 (473) 204-53-02 (Воронеж)
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (499) 322-90-04 (Москва)



+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7 (845) 249-63-11 (Саратов)

Бутыли DURAN

Узкогорлые

Объем: от 10 мл до 20000 мл

Материал: бесцветное или
коричневое стекло
С пробкой или без
С крышкой или без
Со сливным кольцом или без



Широкогорлые

Объем: от 100 мл до 20000 мл

Материал: бесцветное или
коричневое стекло
С пробкой или без
С крышкой или без
Со сливным кольцом или без

Бутыли Vitlab

С контролем вскрытия

Объем: от 125 мл до 2000 мл

Материал: PP
Эргономичная форма
Винтовая крышка



Для хранения

Объем: от 5 л до 50 мл

Материал: PE-HD
Узкогорлые
Без крана
Винтовая крышка

Узкогорлые

Объем: от 10 мл до 10000 мл

Материал: PE-LD, PFA-экономи
С винтовой крышкой или пробкой
С конической горловиной и
обычной



Широкогорлые

Объем: от 10 мл до 2000 мл

Материал: PE-LD, PFA, PP
Прозрачные и непрозрачные
С винтовой крышкой
С конической горловиной и
обычной


Воронки

Duran

Диаметр: 35 - 250 мм

Длина: 94 - 409 мм

Материал: стекло
С короткой и широкой сливной
трубой



Vitlab

Диаметр: 30 - 150 мм

Длина: 45 - 220 мм

Материал: PP
Ручка и петля для подвешивания

Воронки Бюхнера

DURAN

Объем: от 5 мл до 2000 мл

Материал: стекло

С ободком и без
С пробкой и без



HIRSCHMANN

Материал: стекло

Класс: А, В

Синяя или коричневая градуировка
С пластиковой / стеклянной пробкой и без
С линией Шеллбаха и без

www.eltemiks-lab.ru
info@eltemiks-lab.ru

+7 (473) 204-53-02 (Воронеж)
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7 (845) 249-63-11 (Саратов)
+7 (499) 322-90-04 (Москва)