

Моечная машина для лабораторной посуды может автоматически очищать, ополаскивать, сушить обычные предметы лабораторной посуды, такие как колбы, пробирки, мензурки, пипетки, флаконы, чашки для культивирования и т. д. Может быть использована для всех лабораторий, требующих очистки лабораторной посуды.

LW320

- Объем: 317 л
- Габариты: 790x780x1835 мм
- Мощность нагрева: 4 кВт



LW220

- Объем: 223 л
- Габариты: 1015x779x1266 мм
- Мощность нагрева: 4 кВт



LW220H

- Объем: 223 л
- Габариты: 1015x779x1266 мм
- Мощность нагрева: 9 кВт



LW190




- Объем: 185 л
- Габариты: 670x720x940 мм
- Мощность нагрева: 4 кВт



LW190 Plus

- Объем: 185 л
- Габариты: 670x720x940 мм
- Мощность нагрева: 4 кВт



 eltemiks-lab.ru  info@eltemiks-lab.ru
+7(473)204-53-02 (Воронеж)
+7(861)203-40-01 (Краснодар)
 +7(863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7(845)249-63-11 (Саратов)
+7(499)322-90-04 (Москва)



Новости отрасли,
специальные предложения,
полезные материалы