



Поляриметры



Автоматический поляриметр
InsMark IP-digi2

- Диапазон измерения: $\pm 90^\circ$
- Разрешение: 0.001°
- Точность: $\pm 0.01^\circ$



Полуавтоматический поляриметр
Atago POLAX-2L

- Диапазон измерения: $-179,95^\circ \dots +180,00^\circ$
- Минимальная индикация: 0.5°
- Точность: $\pm 0.1^\circ$



Полуавтоматический поляриметр
Atago AP-300

- Диапазон измерения: $-89,99^\circ \dots +89,99^\circ$
- Минимальная индикация: 0.001°
- Точность: $\pm 0.01^\circ$



Рефрактополяриметр
Atago RePo-5

- Угол вращения: $-5^\circ \dots 5^\circ$
- Рабочая температура: $0-65^\circ\text{C}$
- Точность: $\pm 0.01^\circ$



Портативный поляриметр
Atago PO-L

- Угол вращения: $-25.0^\circ \dots +25.0^\circ$
- Минимальная индикация: 0.5°
- Точность: $\pm 0.5^\circ$



Автоматический поляриметр
InsMark IP-digi8

- Диапазон измерения: $\pm 90^\circ$
- Разрешение: 0.001°
- Точность: $\pm 0.004^\circ$




Поляриметр Schmidt+Haensch
UniPol L1000

- Диапазон измерения: $\pm 360^\circ$
- Разрешение: 0.001°
- Точность: $\pm 0.005^\circ$



Полуавтоматический поляриметр
Atago SAC-i

- Угол вращения: $-89.9999^\circ \dots +90.0000^\circ$
- Минимальная индикация: 0.001°
- Точность: $\pm 0.002^\circ$



Поляриметр Schmidt+Haensch
UniPol L1000

- Диапазон измерения: $\pm 360^\circ$
- Разрешение: 0.01°
- Точность: $\pm 0.01^\circ$

Эти и другие модели поляриметров в каталоге eltemiks-lab.ru!



Новости отрасли, специальные предложения,
полезные материалы





Рефрактометры



**Автоматический рефрактометр
InsMark IR120**

- Диапазон измерения: 1.3000-1.7000nD
- Разрешение: 0.0001nD
- Диапазон температур: 0-95°C



**Рефрактометр лабораторный цифровой
ЛОИП ШЕЛ-104**

- Диапазон измерения: 1.3300 ± 1.5200 nD
- Диапазон Вrix: 0.0 - 85.0%
- Погрешность: ±0.1°



**Цифровой карманный
рефрактометр Atago PAL-1**

- Диапазон Вrix: 0.0 - 53.0%
- Разрешение: 0.1%
- Точность: ±0.2%



**Ручной рефрактометр
Atago MASTER-53a**

- Диапазон Вrix: 0.0 - 53.0%
- Минимальная индикация: 0.2%
- Точность Вrix: ±0.2%



**Автоматический цифровой
рефрактометр RX-7000a**

- Диапазон Вrix: 0.0 - 100.0%
- Минимальная индикация:
0.1% или 0.01% (по выбору)
- Точность Вrix: ±0.1%



**Ручной рефрактометр
InsMark IP200B1**

- Диапазон Вrix: 0.0 - 35.0%
- Разрешение: 0.1%
- Диапазон температур: 5-90°C



**Цифровой портативный рефрактометр
Schmidt+Haensch DHR 95**

- Диапазон Вrix: 0.0 - 95.0%
- Разрешение: 0.1%
- Точность Вrix: ±0.2%



**Аббе рефрактометр Atago
NAR-1T LIQUID**

- Диапазон Вrix: 0.0 - 95.0%
- Диапазон температур: 5-50°C
- Точность Вrix: ±0.1%



**Полнодиапазонный рефрактометр
Schmidt+Haensch VariRef C**

- Диапазон Вrix: 1.2900/1.5800-100.0%
- Диапазон температур: 5-80°C
- Точность температуры: ±0.03°C

Эти и другие модели рефрактометров в каталоге eltemiks-lab.ru!

www.eltemiks-lab.ru | info@eltemiks-lab.ru

+7(473)204-53-02 (Воронеж)
+7(499)322-90-04 (Москва)
+7(863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)

+7(861)203-40-01 (Краснодар)
+7(845)249-63-11 (Саратов)