




Серия VS OI, Lauda

Отличное решение для одновременного встряхивания и нагревания образцов. Используются в лабораториях для работ с культурами тканей растений, а также для работ, требующих постоянного наблюдения в рабочем объеме. Нагретый воздух равномерно распределяется по всему инкубатору за счет встроенного вентилятора. Диапазон температур — от температуры, выше окружающей на 8 °С, до +70 °С.

Модель	VS 45 OI	VS 60 OI	VS 150 OI
Полезная площадь (Ш×Д×В)	450×300×320 мм	450×450×320 мм	676×540×430 мм
Объем	45 л	68 л	150 л



Шейкер-инкубатор с охлаждением NB-205LF, N-Biotek

Компактный, но мощный настольный шейкер-инкубатор, с охлаждением, вмещает колбы от 100 мл до 2 л.

Технические характеристики шейкер-инкубатора NB-205LF, N-Biotek

- Вариант размещения — настольное;
- температурный контроль — с охлаждением;
- амплитуда перемешивания, мм — 22 мм;
- скорость перемешивания, об/мин — 30-300;
- диапазон температур, °С — от 10 ниже комнатной температуры до +60;
- размер платформы, мм — 450×450;
- вместимость на платформе с зажимами из нержавеющей стали, количество колб — 36×100 мл, или 23×250 мл, или 16×500 мл, или 9×1000 мл, или 5×2000 мл;
- габариты в, Ш×Г×В, см — 55×79×55,5.



Шейкер-инкубатор с охлаждением NB-205VL, N-Biotek

Шейкер-инкубатор NB-205VL с вертикальной загрузкой, с охлаждением, для колб от 100 мл до 2 л.

Технические характеристики шейкер-инкубатора NB-205VL, N-Biotek

- Вариант размещения — напольное;
- температурный контроль — с охлаждением;
- амплитуда перемешивания, мм — 22 мм;
- скорость перемешивания, об/мин — 30-300;
- диапазон температур, °С — от +4 до +60;
- принудительная вентиляция;
- размер платформы, мм — 670×550;
- вместимость на платформе с зажимами из нержавеющей стали, количество колб — 72×100 мл, или 36×250 мл, или 16×500 мл, или 16×1000 мл, или 9×2000 мл;
- габариты, Ш×Г×В, см — 82×76,5×101,8.





Шейкер-инкубатор NB-T205L, N-Biotek

Мощный, настольный шейкер-инкубатор NB-T205L, для колб от 100 мл до 2 л.

Технические характеристики шейкер-инкубатора NB-T205L, N-Biotek

- Вариант размещения — настольное;
- температурный контроль — без охлаждения;
- амплитуда перемешивания, мм — 22 мм;
- скорость перемешивания, об/мин — 30-300;
- диапазон температур, °C — от +5 выше температуры окружающей среды до +60;
- размер платформы, мм — 450×450;
- вместимость на платформе с зажимами из нержавеющей стали, количество колб — 36×100 мл, или 23×250 мл, или 16×500 мл, или 9×1000 мл, или 5×2000 мл;
- габариты, Ш×Г×В, см — 51×60×47.



Шейкер-инкубатор ZQZY-88HS, Zhichu

Высокоскоростной микробиологический шейкер-инкубатор для работы с микропланшетами, имеет встроенный блок охлаждения и УФ-лампу для дезинфекции в стандартной комплектации, можно оснастить системой контроля влажности. Доступен в одно- и двухъярусном (нижний и средний ярус не расстыковываются) исполнении, трехъярусный шейкер-инкубатор стыкуется из одно- и двухъярусного.

Технические характеристики

- Варианты исполнения — одно / двух / трёхъярусный;
- варианты размещения — напольное;
- температурный контроль — с охлаждением;
- амплитуда перемешивания, мм — 3 или 1,5 (опция);
- скорость перемешивания, об/мин:
- при амплитуде 3 мм — 10-800;
- при амплитуде 1,5 мм — 10-1200;
- диапазон температур, °C — от +4 до +60 (при температуре окружающей среды 23-25°C);
- размер платформы, мм — 575×435;
- габариты в одно-/двух-/трех- ярусном исполнении, Ш х Г х В, см — 92×70×60 / 92×70×117 / 92×70×173,5



Шейкер-инкубатор с охлаждением ZQTY-90X, Zhichu

Вместительный шейкер-инкубатор ZQTY-90X с вертикальной загрузкой, с охлаждением и УФ-лампой для дезинфекции, вмещает колбы от 250 мл до 2,5 л.

Технические характеристики:

- Варианты исполнения — одноярусный;
- варианты размещения — настольное/напольное;
- температурный контроль — с охлаждением;
- амплитуда перемешивания, мм — 26;
- скорость перемешивания, об/мин — 10-200;
- размер платформы, мм — 505×320;
- вместимость на платформе с пластиковыми зажимами, количество колб — 15×250 мл, или 12×500 мл, или 8×1000 мл, или 6×2000 мл, или 6×2500 мл;
- габариты, Ш×Г×В, см — 86×66,5×64.

www.eltemiks-lab.ru | info@eltemiks-lab.ru

+7(473) 204-53-02 (Воронеж)
+7(499) 322-90-04 (Москва)

+7(861) 203-40-01 (Краснодар)
+7(863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7(845) 249-63-11 (Саратов)



Новости отрасли,
специальные
предложения,
полезные материалы