

Шкаф для хранения ЛВЖ, модели ШБХ ЛВЖ 70

Шкаф укомплектован:

- полкой для хранения тары;
- поддоном для сбора пролившейся жидкости;
- канальным угольным фильтром;
- инструкцией по эксплуатации;
- Срок гарантии - 12 месяцев.

Характеристики

- Размеры внутреннего пространства (ШхГхВ): 479x464x554 мм
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 648x677x880 мм.
- Полезный объем: 123 л.
- Вес: 203 кг.
- Вентиляционное отверстие: Ø 100 мм, 1 шт.
- Приточное отверстие с перфорацией Ø 100 мм
- Доводчик: 1 шт.
- Контур заземления: наличие
- Цвет: RAL 9010, 1003



Шкаф для хранения ЛВЖ, модели ШБХ ЛВЖ 140

Шкаф укомплектован:

- полкой для хранения тары;
- поддоном для сбора пролившейся жидкости;
- канальным угольным фильтром;
- инструкцией по эксплуатации;
- Срок гарантии - 12 месяцев.

Характеристики

- Размеры внутреннего пространства (ШхГхВ): 1120x464x554 мм
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 1289x677x880 мм.
- Полезный объем: 289 л.
- Вес: 340 кг.
- Вентиляционное отверстие: Ø 100 мм, 1 шт.
- Приточное отверстие с перфорацией Ø 100 мм
- Доводчик: 2 шт.
- Контур заземления: наличие
- Цвет: RAL 9010, 1003



Шкаф для хранения ЛВЖ, модели ШБХ ЛВЖ 140В

Шкаф укомплектован:

- полкой для хранения тары;
- поддоном для сбора пролившейся жидкости;
- канальным угольным фильтром;
- инструкцией по эксплуатации;
- Срок гарантии - 12 месяцев.

Характеристики

- Размеры внутреннего пространства (ШхГхВ): 479x464x994 мм
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 648x677x1320 мм.
- Полезный объем: 221 л.
- Вес: 290 кг.
- Вентиляционное отверстие: Ø 100 мм, 1 шт.
- Приточное отверстие с перфорацией Ø 100 мм
- Доводчик: 1 шт.
- Контур заземления: наличие
- Цвет: RAL 9010, 1003



Шкаф для хранения ЛВЖ, модели ШБХ ЛВЖ 450

Шкаф укомплектован:

- полками для хранения тары;
- поддоном для сбора пролившейся жидкости;
- канальным угольным фильтром;
- инструкцией по эксплуатации;
- Срок гарантии - 12 месяцев.

Характеристики

- Размеры внутреннего пространства (ШхГхВ): 1120x457x994 мм.
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 1289x677x1320 мм.
- Полезный объем: 517 л.
- Вес: 480 кг
- Вентиляционное отверстие: Ø 100 мм, 1 шт.
- Приточное отверстие с перфорацией Ø 100 мм
- Доводчик: 2 шт.
- Контур заземления: наличие
- Цвет: RAL 9010, 1003



Шкаф для хранения ЛВЖ, модели ШБХ ЛВЖ 350

Шкаф укомплектован:

- полками для хранения тары;
- поддоном для сбора пролившейся жидкости;
- канальным угольным фильтром;
- инструкцией по эксплуатации;
- Срок гарантии - 12 месяцев.

Характеристики

- Размеры внутреннего пространства (ШхГхВ): 479x464x1644 мм.
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 648x677x1970 мм.
- Полезный объем: 365 л.
- Вес: 400кг
- Вентиляционное отверстие: Ø 100 мм, 1 шт.
- Приточное отверстие с перфорацией Ø 100 мм
- Доводчик: 1 шт.
- Контур заземления: наличие
- Цвет: RAL 9010, 1003



Шкаф для хранения ЛВЖ, модели ШБХ ЛВЖ 850

Шкаф укомплектован:

- полками для хранения тары;
- поддоном для сбора пролившейся жидкости;
- канальным угольным фильтром;
- инструкцией по эксплуатации;
- Срок гарантии - 12 месяцев.

Характеристики

- Размеры внутреннего пространства (ШхГхВ): 1120x464x1644 мм.
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 1289x677x1970 мм.
- Объем: 854 л.
- Вес: 660 кг.
- Вентиляционное отверстие: Ø 100 мм, 1 шт.
- Приточное отверстие с перфорацией Ø 100 мм
- Доводчик: 2 шт.
- Контур заземления: наличие
- Цвет: RAL 9010, 1003



Шкаф для хранения газовых баллонов, модели ШБХ ГБ 350

Шкаф укомплектован:

- наклонной аппарелью;
- горизонтальными направляющими для крепления баллонов;
- инструкцией по эксплуатации.

По желанию заказчика возможна установка газоразрядной рампы (цена оговаривается отдельно в зависимости от типа газа).
Срок гарантии - 12 месяцев.

Характеристики

- Размеры внутреннего пространства (ШхГхВ): 531x464x1854 мм.
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 700x677x2180 мм.
- Объем: 457 л.
- Вес: 500 кг.
- Вентиляционное отверстие: Ø 100 мм, 1 шт.
- Приточное отверстие с перфорацией Ø 100 мм
- Доводчик: 1 шт.
- Контур заземления: наличие
- Цвет: RAL 9010, 1003



Шкаф для хранения газовых баллонов, модели ШБХ ГБ 850

Шкаф укомплектован:

- наклонной аппарелью;
- горизонтальными направляющими для крепления баллонов;
- инструкцией по эксплуатации.

По желанию заказчика возможна установка газоразрядной рампы (цена оговаривается отдельно в зависимости от типа газа).
Срок гарантии - 12 месяцев.

Характеристики

- Размеры внутреннего пространства (ШхГхВ): 1120x464x1854 мм.
- Габаритные размеры (ШхГхВ): 1289x677x2180 мм.
- Объем: 963 л.
- Вес: 750 кг.
- Вентиляционное отверстие: Ø 100 мм, 1 шт.
- Приточное отверстие с перфорацией Ø 100 мм
- Доводчик: 2 шт.
- Контур заземления: наличие
- Цвет: RAL 9010, 1003

