

Титраторы

TitroLine 5000

Соединяет в себе автоматическую бюретку, рН/mV-метр и электронный блок управления.



TitroLine 7000

Позволяет проводить кислотно-основное или окислительно-восстановительное титрование. Возможно рН-stat титрование.



AKF

Реализует метод титрования по Карлу Фишеру. Полный набор функций, понятный интерфейс.



Ti-40 автоматический потенциометрический титратор

Поддерживают следующие режимы титрования: DET (титрование динамической эквивалентной точки), MET (титрование монотонной эквивалентной точки), SET (титрование предустановленной конечной точки) и MAT (ручное титрование).



рН метры



I310T рН/ионный метр



M310F-A многопараметрический анализатор



PH510T рН метр



I300F рН/ионный метр



Многопараметрический анализатор M300F



PH400F рН метр

Мутномеры



Портативный измеритель мутности TU1000P



Измеритель мутности TU1000 Benchtop



Измеритель мутности TU4000E Benchtop

🌐 eltemiks-lab.ru

✉ info@eltemiks-lab.ru

+7(473)204-53-02 (Воронеж)

+7(861)203-40-01 (Краснодар)

☎ +7(863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)

+7(845)249-63-11 (Саратов)



Новости отрасли,
специальные предложения,
полезные материалы