



Ультразвуковые ванны серии SB-DT

Модель	Внутренний резервуар	Объем	Тепловая мощность
	(мм) L/W/H	Л	В
SB-100DT	300*150*100	4,5	200
SB-120DT	240*140*100	3	200
SB-120DT	240*140*150	5	200
SB-3200DT	300*155*150	6	400
SB-5200DT	300*240*150	10	800
SB-5200DT	300*240*150	10	800
SB-5200DT	300*240*150	10	800
SB-4200DT	300*240*200	14,4	800
SB-12DT	500*300*150	22,5	1000
SB-12DT	500*300*150	22,5	1000
SB-800DT	600*300*200	30	1000
SB-1000DT	600*300*300	54	3000
SB-1200DT	600*400*300	72	4000
SB-1500DT	600*500*300	90	4000
SB-1800DT	600*600*300	108	4000
SB-2000DT	Размер предложения пользователя	120	6000
SB-3600DT			



Ультразвуковые ванны серии SB-DTY

Модель	Внутренний резервуар	Объем	Тепловая мощность
	(мм) Л/Ш/В	Л	В
SB-300DTY	300*240*150	10	800
SB-400DTY	300*240*200	15	800
SB-500DTY	500*300*150	22,5	1000
SB-600DTY	500*300*200	30	3000
SB-1000DTY	600*300*300	54	4000
SB-1200DTY	600*400*300	70	5000



Ультразвуковые ванны серии SB-DTD

Модель	Внутренний резервуар	Объем	Мощность
	Д/Ш/В (мм)	Л	В
SB-120DTD	240×140×100	3	120
SB-3200DTD	300×155×150	6	180
SB-5200DTD	300×240×150	10	200
SB-5200DTD	300×240×150	10	250
SB-5200DTD	300×240×150	10	300
SB-4200DTD	300×240×200	14.4	400
SB25-12DTD	500×300×150	22,5	500
SB25-12DTD	500×300×150	22,5	600



Ультразвуковые ванны серии SB-DTS

Модель	Внутренний резервуар	Объем	Тепловая мощность
	(мм) Л/Ш/В	Л	В
SB-3200DTS	300*155*150	6	400
SB-5200DTS	300*240*150	10	800
SB-5200DTS	300*240*150	10	800
SB-5200DTS	300*240*150	10	800
SB-4200DTS	300*240*200	14.4	800
SB25-12DTS	500*300*150	22,5	1000
SB25-12DTS	500*300*150	22,5	1000
SB-800DTS	500*300*200	30	1000

🌐 eltemiks-lab.ru

✉ info@eltemiks-lab.ru

+7(473)204-53-02 (Воронеж)

+7(861)203-40-01 (Краснодар)

☎ +7(863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)

+7(845)249-63-11 (Саратов)



Новости отрасли,
специальные предложения,
полезные материалы?