

IKA

designed for scientists



MF 10 basic Привод для тонкого измельчения

/// Технический паспорт

Универсальная мельница для непрерывной работы.

- Мощный привод
- Легкость очистки благодаря рабочей поверхности из нержавеющей стали
- Две перемалывающих насадки
- Насадки легко менять
- Перемалывающие насадки в комплект поставки не входят



designed for scientists

Технические данные

Тип процесса	Поточный
Рабочий принцип	сокращение/воздействие
Потребляемая мощность привода [W]	1000
Производимая мощность привода [W]	500
Диапазон вращающего момента [гpm]	3000 - 6500
Рабочий цикл вкл. [min]	120
Рабочий цикл выкл. [min]	30
Материал в контейнере охлаждаемый сухим льдом (опция)	да
Размеры [mm]	320 x 380 x 300
Вес [kg]	9.7
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 22
Напряжение [V]	230
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	1000