

UDK 139

UDK 139

Image not found or type unknown

Полуавтоматический аппарат для дистилляции по Кьельдалю.

Паровой дистиллятор UDK 139 фирмы VELP используется для отгонки аммиачного азота после минерализации.

Кроме аммиака, с его помощью можно проводить отгонку с паром летучих жирных кислот, этилового спирта из виноматериалов, фенолов из проб воды или почвы. Также можно проводить анализ нитратного азота со сплавом Деварда.

Стандартно используются пробирки 42*300 мм, но можно использовать пробирки меньшего размера для малых количеств образца или большего размера (до 500 мл) для отгонки спирта.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	VELP SCIENTIFICA

Область применения:	Молочная промышленность / Мясные производства / Пищевая промышленность / Очистные сооружения	
Размер:	Большой	
Дисплей:	Цветной	
Память:	Нет	
Измеряемый параметр:	Белок	
Технические характеристики:	Модель	UDK 139
	Тип	Полуавтоматический
	Программ в памяти	10
	Автоматическое дозирование	Щелочь, вода для разбавления
	Регулировка мощности пара	от 10% до 100%
	Автоматическое удаление остатков дистилляции	Задается в программе
	Дисплей	Цветной, сенсорный, 3,5"
	Подключения	Принтер для чеков
	Воспроизводимость	1%
	Эффективность извлечения	>99,5%
	Расход воды	0,5 л/мин при 15°C, 1 л/мин при 30°C
	Электропитание	230 В, 2,1 кВт
	Габариты	385x780x416
	Вес	26 кг
Для полевых работ:	Нет	