

Abacus Vet5

Автоматический ветеринарный гематологический анализатор



НОВИНКА

Основные характеристики



- Полный анализ крови по 24 параметрам, включая дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп
- Производительность — до 25 тестов/час
- Большой цветной графический жидкокристаллический дисплей
- Автоматический пробоотборник
- Импедансный метод измерения
- Объем пробы для измерения — от 25 мкл
- Многоуровневая система контроля качества
- Встроенный принтер
- Русифицирован
- Для собак, кошек, лошадей и других видов животных

Удобное управление прибором на большом сенсорном экране



Интуитивно понятный интерфейс



Память на 5000 результатов



Дифференцировка лейкоцитов на 5 подгрупп для собак, кошек, лошадей, КРС и на 3 подгруппы для других животных

Спецификации

Производительность	до 25 тестов/час
Измеряемые параметры	24 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDWc, RDWs, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDWc, PDWs 4 гистограммы: PLT, WBC, EOS, RBC
Метод измерения	импедансный
Диаметр апертуры	80 мкм
Объем пробы	25/50 мкл цельной крови при дифференцировке на 3/5 подгрупп
Метод отбора проб	система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником
Примеры проб	— в дифференцировке на 5 подгрупп — собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот — в дифференцировке на 3 подгруппы — мыши, крысы, кролики, хорьки, свиньи, овцы, козы, морские свинки и приматы
Реагенты	набор реагентов на 100 тестов
Дисплей	цветной, сенсорный, 800x480 пикселей
Емкость хранения базы данных	до 5000 измерений, включая гистограммы
Принтер	встроенный термопринтер (бумага шириной 56 мм)
Контроль качества	— отдельная база данных QC — график Леvey-Дженнинга — USB и опция штрихкода для загрузки целевых значений — ввод данных с помощью считывателя QR кодов (опционально)
Технические особенности	— возможности взаимодействия — USB, LAN — дополнительный внешний считыватель штрих-кода — обмен данными: протоколы ASCII, HL7
Габариты	315×275×370 мм
Вес	13 кг

Abacus Vet5

Автоматический ветеринарный гематологический анализатор

Полный анализ крови по 24 параметрам, включая дифференцировку лейкоцитов на 5 подгрупп.
Производительность — до 25 тестов/час.
Для собак, кошек, лошадей и других видов животных



Abacus Vet5 / PC Analyzer

Система организации исследований для ветеринарии

Результаты с анализатора автоматически передаются на ваш ПК.
Вы можете напечатать отчет, сохранить на ПК или отправить по электронной почте.



Abacus Vet5 / Integro

Интегрированное решение для общего анализа крови

Объединенные результаты гематологического анализатора и цифровой морфологии клеток крови Vision Hema® Vet.



Информация для заказа

Abacus Vet5

Автоматический ветеринарный гематологический анализатор

Abacus Vet5 / PC Analyzer

Комплект включает: гематологический анализатор Abacus Vet5, программное обеспечение Vision CBC®, ПК и принтер (опция)

Abacus Vet5 / Integro

Комплект включает: гематологический анализатор Abacus Vet5, сканер-анализатор Vision Hema® Vet, ПК и принтер (опция)

По вопросам приобретения обращайтесь к вашему поставщику лабораторного оборудования
