

Создайте
свою лабораторию!



ЭЛТЕМИКС
ELTEMIKS-LAB

Лабораторное оборудование
и расходные материалы!



BIOBASE



Вакуумные и перистальтические насосы

Вакуумные насосы



SHZ-95B

Объём: 50л
Скорость подачи:
80л/мин



SHZ-DIII

Объём: 15л
Скорость подачи:
40л/мин

Перистальтические насосы



BKT-100-2J

Функция памяти
настроек при
отключении питания
Скорость подачи:
0.0002-380 мл/мин



BT601S

Функция памяти
настроек при
отключении питания
Скорость подачи:
0.006~2900 мл/мин

Вискозиметры



BDV-2

Встроенный датчик
температуры
Функция построения
графиков анализа



BDV-9S

Встроенный датчик
температуры
Функция построения
графиков анализа

Водяные бани



GY-50L

Объём: 50л
Максимальная
температура: 200°C
Подогрев: 2.8



SY-2L8H

Объём: 23л
Максимальная
температура: 100°C



Создайте
свою лабораторию!



ЭЛТЕМИКС
ELTEMIKS-LAB

Лабораторное оборудование
и расходные материалы!



BIOBASE



Инкубаторы и CO2-инкубаторы

Инкубаторы



VJRX-H50

Диапазон температур:
5~65°C
Объем: 50л
Габариты:
510*520*800мм



VJRX-SDW20

Диапазон температур:
4~60°C
Объем: 190л
Габариты:
1150*780*640мм

CO2-инкубаторы



VJRX-C160D

Объем: 160л
Температурный
диапазон: 5-60°C
Паровая стерилизация
при 140/160°C



VJRX-C160T

Объем: 160л
Температурный
диапазон: 18-30°C
Паровая стерилизация
при 90°C

Колбонагреватели



HME-I

Возможна поставка
модели с емкостью от
100 до 50000мл
Макс. температура: 380°C



HME-III

Многоместный
колбонагреватель
Возможна поставка
модели с 2, 4 и 6 рядами
Макс. температура: 380°C



BK-FD18S

Диапазон температур:
до -56°C/-80°C
Объем: 23л
Производительность:
6л/сутки



BK-FD12P

Диапазон температур:
до -60°C/-80°C
Объем: 9,3л
Производительность:
4л/сутки

+7(473)204-53-02 (Воронеж)

+7(863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)

+7(861)203-40-01 (Краснодар)

+7(845)249-63-11 (Саратов)

+7(499)322-90-04 (Москва)

Новости отрасли,
специальные предложения,
полезные материалы:



Создайте
свою лабораторию!



ЭЛТЕМИКС
ELTEMIKS-LAB

Лабораторное оборудование
и расходные материалы!



BIOBASE



Дозаторы

Одноканальные дозаторы



Микропипетка

Механическая пипетка
Возможные объёмы:
0.5-10мкл, 5-50мл,
30-300мл, 100-1000мл



Электронная пипетка
Автоматический
принцип дозирования
Возможные объёмы:
0.5-10мкл, 5-50мл,
30-300мл, 100-1000мл

Многоканальные дозаторы



8-канальная пипетка
Производительность:
0-200 мл/мин
Выходное давление:
0,4 МПа/0,02~0,7 МПа
(при стабильном давлении)



Электронный
диспенсер для бутылок
Производительность:
0.01~99.99мл
Максимальная подача
поршня: 10мл

Чиллеры



БК-RC1200

Объём: 8л
Температурный
диапазон: 5°C ~ 40°C
Производительность:
20л/мин



DLSB-5/20


Объём: 6,8л
Температурный
диапазон: 5°C ~ 40°C
Производительность:
20 ~ 40л/мин

Шейкеры



SK-L330-Pro

Тип: Линейный
Диапазон скоростей:
100-350 об/мин
Габариты:
420*370*100мм



SK-R330-Pro

Тип: Качающийся
Диапазон скоростей:
10-70 об/мин
Габариты:
360*410*200мм



Создайте
свою лабораторию!



ЭЛТЕМИКС
ELTEMIKS-LAB

Лабораторное оборудование
и расходные материалы!



BIOBASE



Муфельные печи

Системы очистки воды



MC10-12

Макс. Температура:
1200°C
Объем: 16л



MX11-17TP

Макс. Температура:
1700°C
Объем: 11л



SCSJ-III-30

Производительность:
30л/час

Получение
сверхчистой воды



BK-UP-30L

Производительность:
30л/час

Получение
сверхчистой воды

Ультразвуковые ванны

Центрифуги



BK-180VAD

Объем: 6л
Температура нагрева:
80°C
Габариты:
330*180*310мм



UC-50SD

Объем: 27л
Температура нагрева:
0~80°C
Габариты:
840*670*730мм



D2012 plus

Высокоскоростная мини-
центрифуга
Макс. скорость:
1500 об/мин
Габариты: 255*245*140мм



BKC-TL5LII

Настольная
низкоскоростная
центрифуга
Скорость: до 5500 об/мин
Габариты: 450*620*380мм

С другими категориями оборудования BIOBASE Вы можете ознакомиться на сайте eltemiks.ru!

+7(473)204-53-02 (Воронеж)

+7(861)203-40-01 (Краснодар)

+7(863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)

+7(845)249-63-11 (Саратов)

+7(499)322-90-04 (Москва)

Новости отрасли,
специальные предложения,
полезные материалы:

