

Оборудование Cat



ЭЛТЕМИКС
ELTEMIKS



Микродозировочный насос CAT DP 200 / 20



R 100SD
Мешалка
верхнеприводная




ECM 6
Магнитная мешалка
с нагревом



**Дозатор/бюретка/
диспенсер CAT μ 10D**



R 100SD
Мешалка
верхнеприводная



H 3.1
Нагревательная
плитка




CAT S 20
Шейкер




ECM 2
Магнитная мешалка
без нагрева

Нагревательные плитки



H 3.1

нержавеющая сталь
Ø130 мм
40 - 330°C




H 3

стеклокерамика (Ceran®)
135 x 135 мм
40 - 400°C



H 4

нержавеющая сталь
140 x 140 x 55 мм
40 - 330°C



H 15/30

для предметных стёкол
360 x 182 мм
30 - 115°C



H 30/45C

до 2000 Вт
стеклокерамика (Ceran)
450 x 300 мм
40 - 400°C




H 30/30

до 2000 Вт
элоксал (Eloxal)
300 x 300 мм
40 - 350°C



H 30/30C

до 2000 Вт
стеклокерамика (Ceran)
300 x 300 мм
40 - 400°C



H 30/30D

до 2000 Вт, дисплей, порт RS 485
элоксал (Eloxal)
300 x 300 мм
40 - 380°C



H 30/45

до 2000 Вт
элоксал (Eloxal)
450 x 300 мм
40 - 350°C

Магнитные мешалки без нагрева



ECM 2

нержавеющая сталь
100 x 100 мм
10 — 200 об/мин
до 1 литра H₂O



ECM 5

нержавеющая сталь
100 x 100 мм
10 — 1200 об/мин
до 1 литра H₂O



M 30.30

нержавеющая сталь
300 x 310 мм
100 — 1100 об/мин
до 100 литров H₂O



M 20.20

нержавеющая сталь
200 x 245 мм
100 — 1100 об/мин
до 50 литров H₂O



M 5

нержавеющая сталь
150 x 150 мм
60 — 1600 об/мин
до 10 литров H₂O

Новости отрасли, специальные предложения, полезные материалы




Магнитные мешалки с нагревом




ECM 6

элоксал (Eloxal)
90 x 90 мм
комн. +5 - 250°C
10-1200 об/мин
до 1 литра H₂O




M 6

стеклокерамика (Ceran)
135 x 135 мм
комн. +5 - 400°C
80-1600 об/мин
до 10 литров H₂O



M 6.1

нержавеющая сталь
Ø 130 мм
комн. +5 - 330°C
80-1600 об/мин
до 10 литров H₂O



M 6.2

элоксал (Eloxal)
Ø 140 мм
комн. +5 - 330°C
80-1600 об/мин
до 10 литров H₂O



MCS 77

элоксал (Eloxal), Ø 140 мм
30-330°C, 50-1600 об/мин
порт RS485
программируемый контроллер
до 10 литров



KM 16.4D

для круглодонных колб 100, 250 и 500 мл
элоксал (Eloxal), Ø 90 мм
комн. +5-450°C, 60-1100 об/мин
контролер, интерфейс RS 485




MCS 78

стеклокерамика, Ø 130 мм
30-440°C, 50-1600 об/мин
порт RS485
программируемый контроллер
до 10 литров




M 26G2

элоксал (Eloxal), Ø 140 мм
комн. +5-360°C, 60-1600 об/мин
RS485, 2 уровня защиты
программируемый контроллер
до 10 литров H₂O




M 21

нержавеющая сталь, Ø 130 мм
комн. +5 - 350°C
60-1600 об/мин
интерфейс RS 485
до 10 литров H₂O



M 22

элоксал (Eloxal)
Ø 140 мм, комн. +5 - 380°C
60-1600 об/мин
интерфейс RS 485
до 10 литров H₂O



M 23

стеклокерамика (Ceran)
135 x 135 мм
комн. +5 - 500°C, 60-1600 об/мин
интерфейс RS 485
до 10 литров H₂O



KM 16.7D

для круглодонных колб 1000 и 2000 мл
элоксал (Eloxal), Ø 120 мм
комн. +5-450°C, 60-1100 об/мин
контролер, интерфейс RS 485

Бюретки, дозаторы и диспенсеры



Дозатор/бюретка CAT μ 10H

10 мкл ... 500 мл
ручной привод



Дозатор/бюретка CAT μ 20H

20 мкл ... 1000 мл
ручной привод

Новости отрасли, специальные предложения, полезные материалы



Бюретки, дозаторы и диспенсеры



Дозатор/бюретка/ диспенсер CAT μ 1D

1 мкл ... 50 мл
мотор



Дозатор/бюретка/ диспенсер CAT μ 10D

10 мкл ... 500 мл
мотор



Дозатор/бюретка/ диспенсер CAT μ 20D

20 мкл ... 1000 мл
мотор

Микродозирующие насосы, OEM насосы и станции



Микродозирующий насос CAT DP 200 / 20

1 мкл ... 50 мл
0,02 — 4 мл/мин



Микродозирующий насос CAT HPLH 1000

50 мкл ... 100 мл
0,575 — 400 мл/мин



Микродозирующий насос CAT DP 200 / 200

10 мкл ... 500 мл
0,2 — 40 мл/мин



Микродозирующий насос CAT HPLH PF 20

1 мкл ... 100 мл
0,0115 — 10 мл/мин



Микродозирующий насос CAT DP 200 / 300

20 мкл ... 1000 мл
0,4 — 60 мл/мин




Микродозирующий насос CAT HPLH PF 200

20 мкл ... 100 мл
0,3 — 10 мл/мин



Микродозирующий насос CAT HPLH 20

1 мкл ... 100 мл
0,115 — 10 мл/мин



Микродозирующий насос многоканальный CAT MDP

до 14 насосов



Микродозирующий насос CAT HPLH 200

10 мкл ... 100 мл
0,115 — 100 мл/мин



Микродозирующий насос многоканальный CAT Tower II

до 9 насосов



Микродозирующий насос CAT HPLH 300

20 мкл ... 100 мл
0,230 — 150 мл/мин



Микродозирующие насосы CAT серии OEM

до 9 насосов

Новости отрасли, специальные предложения, полезные материалы



Мешалки верхнеприводные



R 100SD

100 Н·см
40-2000 об/мин
до 200 литров H₂O



R 100C

150 Н·см, 40-2000 об/мин
интерфейс RS 232
до 200 литров H₂O



R 100CL

250 Н·см, 30-1100 об/мин
интерфейс RS 232
до 200 литров H₂O



R 100CT

600 Н·см, 10-500 об/мин
интерфейс RS 232
до 200 литров H₂O



R 16

4 Н·см
50-1000 об/мин
до 10 литров H₂O



R 18

18 Н·см
100-2000 об/мин
до 20 литров H₂O



R 50

50 Н·см
50-1600 об/мин
до 100 литров H₂O



R 80D-PC

80 Н·см, интерфейс RS 232
20-700 об/мин
до 120 литров H₂O



R 20D-PC

20 Н·см
50-2000 об/мин
до 35 литров H₂O




R 60D-PC

60 Н·см
20-800 об/мин
до 100 литров H₂O

Новости отрасли, специальные предложения, полезные материалы




Роллеры, шейкеры и вортексы



Роллер для пробирок и бутылей CAT RM 5K

4-30 об/мин
макс. нагрузка до 5 кг


платформа 200 x 180 мм
несъёмные ролики



Роллер для пробирок и бутылей CAT RM 5F

40 об/мин
макс. нагрузка до 5 кг


платформа 330 x 180 мм
съёмные ролики



Роллер для пробирок и бутылей CAT RM 5

4-30 или 10-70 об/мин
макс. нагрузка до 5 кг

платформа 330 x 180 мм
съёмные ролики



Роллер для пробирок и бутылей CAT RM 10

4-30 или 10-70 об/мин
макс. нагрузка до 5 кг

платформа 330 x 360 мм
съёмные ролики



Шейкер CAT S 20

орбитальный
макс. нагрузка до 3 кг


от 100 до 1100 колебаний/мин
широкий выбор аксессуаров



Шейкер CAT S 26

орбитальный
макс. нагрузка до 1,5 кг


от 60 до 1100 колебаний/мин
дисплей, RS 232



Шейкер CAT S 50

качающий
макс. нагрузка до 4 кг

от 50 до 800 колебаний/мин
угол поворота $\pm 2^\circ$



Шейкер CAT ST 5

качающий
макс. нагрузка до 2 кг

от 10 до 100 колебаний/мин
угол поворота 3, 6, 9 и 12°



ВОРТЕКС CAT VM 2

орбитальный
на 1 пробирку \varnothing до 30 мм

от 100 до 2800 об / мин
Д x Г x В, 110 x 100 x 90 мм

Новости отрасли, специальные предложения, полезные материалы



Гомогенизаторы



Гомогенизатор CAT X 120

от 0,2 до 1 500 мл
10 000 - 33 000 об/мин
ручной



Гомогенизатор CAT X 1000

от 0,2 до 2 000 мл
4 000 - 35 000 об/мин
возможность работы в
поточном режиме



Гомогенизатор CAT X 1000D

от 2 до 2 000 мл
4 000 - 35 000 об/мин
дисплей, возможность работы в
поточном режиме




Гомогенизатор CAT X 1740

от 0,2 до 20 000 мл
2 500 - 23 000 об/мин
возможность работы в
поточном режиме



Проточная камера DK 30

до 30 л/мин
подходит для X 1000, X 1000D



Проточная камера DK 40

до 80 л/мин
подходит для X 1740

Новости отрасли, специальные предложения, полезные материалы





ЭЛТЕМИКС
ELTEMIKS

Воронеж

394038, ул. Пирогова 87Б
+7(473) 204-53-02
info@eltemiks-lab.ru

Краснодар

ул. Новороссийская, 214, 3 этаж, оф. 303
+7(861) 203-40-01
info@eltemiks-lab.ru

Москва

Каширское шоссе, 22к3, оф. 909
+7(499) 322-90-04
info@eltemiks-lab.ru

Ростов-на-Дону

ул. Доватора, дом 241, офис 16-17
+7(863) 209-88-94
info@eltemiks-lab.ru

Саратов

ул. Большая Садовая, 141
+7(845) 249-63-11
info@eltemiks-lab.ru

Более 30667 товаров

Подробная информация
об оборудовании, а также
оформление заказа на
нашем интернет-сайте:

www.eltemiks.ru



Просто
отсканируйте своим
смартфоном код

