

Рефрактометры и поляриметры Jiahang



ЭЛТЕМИКС
ELTEMIKS-LAB

Рефрактометры

Позволяют эффективно и точно измерять показатель преломления (nD) прозрачных, полупрозрачных, темных, вязких и других жидкостей, а также массовую долю раствора сахара (Brix)



Автоматический рефрактометр DigiPol-R200

Диапазон: 1,3000-1,7000 (nD)
Точность: $\pm 0,0002$
Диапазон Brix: 0-100% (Brix)
Разрешение: $\pm 0,1\%$



Автоматический рефрактометр DigiPol-R500

Диапазон: 1,30000-1,70000 (nD)
Точность: $\pm 0,00001$ (nD)
Диапазон Brix: 0-100% (Brix)
Разрешение: $\pm 0,01\%$



Автоматический рефрактометр JH600

Диапазон: 1,30000-1,70000 (nD)
Точность: $\pm 0,00002$ (nD)
Диапазон Brix: 0-100% (Brix)
Разрешение: $\pm 0,01\%$



Рефрактометр с цифровым дисплеем JH-DR

Диапазон: 1,3330-1,5290 (nD)
Точность: $\pm 0,0002$
Диапазон Brix: 0,0~94,0%



Ручной рефрактометр JH-PR

Диапазон: 1,3330-1,5177 (nD)
Точность: $\pm 0,0001$
Диапазон Brix: 0,0-59,9%
Разрешение: $\pm 0,2\%$



Ручные рефрактометры серии НТ

	Диапазон	Разрешение
НТ110АТС	0~5% Brix	0.1%
НТ111АТС	0~10% Brix	0.1%
НТ1115АТС	0~15% Brix	0.2%
НТ112АТС	0~20% Brix	0.1%
НТ113АТС	0~32% Brix	0.2%
НТ114АТС	28~62% Brix	0.2%
НТ115	45~82% Brix	0.5%
НТ1150	0~50% Brix	0.5%
НТ117	58~92% Brix	0.5%
НТ118	0~80% Brix	0.5%
НТ119	0~90% Brix	0.5%



Поляриметры



Автоматический цифровой поляриметр Digipol-P610L

Диапазон измерения: $\pm 90^\circ \dots \pm 259^\circ Z$
 Минимальное показание: $0,001^\circ$
 Точность: $\pm 0,004^\circ$



Автоматический цифровой поляриметр Digipol-P620

Диапазон измерения: $\pm 90^\circ \dots \pm 259^\circ Z$
 Минимальное показание: $0,001^\circ$
 Точность: $\pm 0,005^\circ$



Автоматический поляриметр JH-P200

Диапазон измерения: $\pm 45^\circ \dots \pm 120^\circ Z$
 Минимальное показание: $0,001^\circ$
 Точность: $\pm 0,01^\circ$



Цифровой автоматический поляриметр JH-P100

Диапазон измерения: $\pm 45^\circ \dots \pm 120^\circ Z$
 Минимальное показание: $0,001^\circ$
 Точность: $\pm 0,01^\circ$

🌐 eltemiks-lab.ru

✉ info@eltemiks-lab.ru

☎ +7(473)204-53-02 (Воронеж)
 +7(861)203-40-01 (Краснодар)
 +7(499)322-90-04 (Москва)

+7(863)209-88-94 (Ростов-на-Дону)
 +7(845)249-63-11 (Саратов)



Новости отрасли,
 специальные предложения,
 полезные материалы